



みみだより

松江ろう学校 支援部

No. R8-1 2026. 6. 12

今年度も『みみだより』では、補聴器等の機器に関する情報や、聴覚障がいのある子どもたちとかわる上で役立つ、みみよりの情報などを提供していきたいと思ます。

「ロジャー デジマスター」について

*新しい機器の紹介



線音源スピーカー。
複数のスピーカーを搭載し、教室全体にほぼ均一に音を届けるように設計されたタワー型スピーカー。
水平方向に指向性を持ち、反響・残響が少ないため、音の減衰が少なく部屋の隅々まで声が届きやすく聞き取りやすい。

体育館での式典、運動会、会議室での講演会等、いろいろな場で活躍中！

ロジャータッチスクリーンマイク等（親機）と接続して使います。



補聴器・人工内耳の管理について

*大切なことなので繰り返しお伝えします！

①補聴器・人工内耳の汗対策！

汗は補聴器・人工内耳の大敵です。水分が内部に入ると故障の原因になります。

対策1：汗をふき取る

耳の後ろ、補聴器・人工内耳だけでなく、電池もふくとよい。

対策2：乾燥させる

使わないときは乾燥ケースに入れて保管する。（電池を外して）

対策3：カバーを使う

カバーがぬれたら、外すか乾いたカバーに替える。



校内に乾燥機を設置しています。休み時間等に使用できます。



②補聴器・人工内耳のお手入れ

●本体：乾いた布で汚れ等をふき取る。

●イヤモールド

：表面の汚れはアルコール入り除菌シート等でふき取る。

中は、綿棒や歯間ブラシ、ティッシュをこよりにしたもの等を使って汚れや水分を取りのぞく。

定期的に水洗いをする。水洗い後は水分をしっかりと取り除く！

◇イヤモールドのチェック

裂けていないか？
根元がぐるぐる回らないか？

◇チューブのチェック

硬くなっていないか？
変色や汚れはないか？

